

BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

GẠC PHẪU THUẬT KHÔNG DỆT

(Chủng loại: Gạc phẫu thuật không dệt; Gạc dẫn lưu; Gạc meche; Gạc ép sọ não; Gạc lót đốc kim; Gạc đắp vết thương; Gạc băng mắt, ...)

Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO;

Địa chỉ: Số 16 Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

- Vệ sinh tay sạch và mang găng tay trước khi sử dụng.
- Kiểm tra bao bì sản phẩm còn nguyên không bị rách, hở
- Kiểm tra hạn sử dụng ghi trên bao bì còn hạn sử dụng.
- Mở bao bì theo chỉ dẫn trên ghi trên bao bì.
- Tùy theo nhu cầu sử dụng lấy lượng sản phẩm vừa đủ khỏi bao bì
- Sử dụng sản phẩm theo yêu cầu chuyên môn đúng quy định; tần suất, thời gian, số lượng sử dụng theo yêu cầu của chuyên môn.
- Sản phẩm sau khi sử dụng xong bỏ vào khu vực xử lý rác thải y tế đúng quy định

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU VINH